



**Dermatologie**  
**Dermatology**  
**Dermatologie**  
**Dermatologia**

15




Hautstanzen  
Dermal punches  
Trépanos cutanés  
Trépanos cutáneos

15

**Keys**

- 15.922 (2 mm)
- 15.923 (3 mm)
- 15.924 (4 mm)
- 15.925 (5 mm)
- 15.926 (6 mm)
- 15.927 (7 mm)
- 15.928 (8 mm)

**Keys Set**

15.930

Hautstanze komplett, mit 6 auswechselbaren Stanzköpfen  
Dermal Punch complete, with 6 interchangeable tips  
Trépanos cutanés complets, avec 6 embouts interchangeables  
Trépanos cutáneos completos, con 6 puntas intercambiables

Dermatome  
Dermatomes  
Dermatomes  
Dermátomos



**Schink**

15.950

30,0 cm/12"

Dermatom, einstellbar von 0,1 - 2,0 mm, komplett, mit 1 auswechselbarer Klinge und 2 Spannplatten

Dermatome, adjustable from 0,1 to 2,0 mm, complete, with 1 interchangeable blade and 2 skin straightening blades

Dermatome, réglable en épaisseur de 0,1 à 2,0 mm, complet, avec 1 lame interchangeable et 2 plaques pour tendre la peau

Dermátomo, graduable de 0,1 hasta 2,0 mms, completo, con 1 hoja intercambiable y 2 placas para extender la piel

½


15



15.951

½

Ersatzklinge, allein  
Spare blade only  
Lame de rechange, seule  
Hoja de repuesto, suelta



15.952

½

Spannplatte, allein  
Skin straightening plate only  
Plaque pour tendre la peau, seule  
Placa para extender la piel, suelta



**Silver**


15.953

19,0 cm/7½"

Dermatom  
Dermatome  
Dermatome  
Dermátomo

½

Häkchen, Lupus löffel  
 Hooklets, Lupus curettes  
 Crochets, Curettes pour les lupus  
 Ganchos, Curettas para lupus




1/1  
15.960-01

1/1  
15.960-02




1/1



1/1

Lupusküretten  
 Lupus curettes  
 Curettes pour le lupus  
 Curettas para lupus




1/1 3 mm  
Fig. 1 15.964-01

1/1 4 mm  
Fig. 2 15.964-02

1/1 5 mm  
Fig. 3 15.964-03

1/1 6 mm  
Fig. 4 15.964-04



1/1 Fig. 1 15.965-01

1/1 Fig. 2 15.965-02

1/1 Fig. 3 15.965-03

1/1 Fig. 4 15.965-04

1/1 Fig. 5 15.965-05


1/1 Fig. 6 15.965-06

Lupuslöffel  
 Lupus curettes  
 Curettes pour le lupus  
 Curettas para lupus

Komedonen instrumente  
Comedo extractors  
Tire-comédons  
Saca-comedones



**Unna**  
14,5 cm/5½"  
oval, oval  
**ovale, oval**  
15.966



**Unna**  
14,5 cm/5½"  
rund, round  
ronde, redondo  
15.967



**Saalfeld**  
11,0 cm/4"  
15.968-11



**Saalfeld**  
14,5 cm/6"  
15.968-14

15



**Schamberg**  
9,5 cm/4"  
15.969



**Unna-Vidal**  
11,5 cm/4½"  
15.970