



Augeninstrumente
Ophthalmological Instruments
Instruments ophtalmologiques
Instrumentos para oftalmologia




Iris pinzetten
Iris forceps
Pinces pour l'iris
Pinzas para iris



Fixierpinzette
Fixation Forceps
Pince à fixation
Pinzas de fijación

Elschnig
35.7000
10,5 cm/4 1/4"



Fischer
35.7001
7,0 cm/2 3/4"



Gill
35.7002
7,5 cm/3"



Zähne unten
Teeth downwards
Dents vers le bas
Dientes hacia abajo


Gill-Hess
35.7003
7,5 cm/3"




35.7004
Zähne seitwärts
Teeth lateral
Dents latérales
Dientes laterales






Graefe
10,0 cm/4"
0,9 mm




gerieft
serrated
striée
estriadas




Iris pinzetten
Iris forceps
Pinces pour l'iris
Pinzas para iris



Kalpsel pinzetten Faden pinzetten
 Capsular forceps Suture forceps
 Pincès à capsulaires Pincès à sutures
 Pinzas capsulares Pinzas para sutura
 Kapselpinzetten, Capsular Forceps, Pincès capsulaires, Pinzas capsulares



Fadenpinzetten, Suture Forceps, Pincès à sutures, Pinzas para sutura



35

35.7055-01 8,5 cm/3½"
 35.7055-02 8,5 cm/3½"
 35.7056-01 8,5 cm/3½"
 35.7056-02 8,5 cm/3½"
 35.7058-01 10,0 cm/4"
 35.7058-02 10,0 cm/4"

Fixier pinzetten
Fixation forceps
Pincas à fixation
Pinzas de fijación


Naht pinzetten
Suture forceps
Pincas à sutures
Pinzas para sutura



ohne Schloß
without catch
sans arrêt
sin cierre

Graefe


35.7060
11,0 cm/4½"



mit Schloß
with catch
avec arrêt
con cierre


Graefe

35.7061
11,0 cm/4½"



Barraquer

35.7062
10,0 cm/4"



35.7063
ohne Schloß
without catch
sans arrêt
sin cierre

35.7064
mit Schloß
with catch
avec arrêt
con cierre

Noyes

11,0 cm/4½"



Jess

35.7065
10,0 cm/4"



35.7066 5 mm
35.7067 10 mm
mit Schloß
with catch
avec arrêt
con cierre

35.7068 5 mm
35.7069 10 mm
ohne Schloß
without catch
sans arrêt
sin cierre

Green

10,0 cm/4"

2 x 2



Nahtpinzetten
Suture Forceps
Pincas à sutures
Pinzas para sutura

35.7070
gerade
straight
droite
rectas

35.7071
gebogen
curved
courbe
curvas

Castroviejo 2 x 2

9,0 cm/3¾"

Strabismus pinzetten
Strabismus forceps
Pincès à strabisme
Pinzas de estrabismo

Naht pinzetten
Suture forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura



Strabismuspinzette
Strabismus Forceps
Pincès à strabisme
Pinzas para estrabismo

Bonaccolto

35.7080
10,0 cm/4"



1 x 2

Nahtpinzetten
Suture Forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

35.7084
0,5 mm
35.7085
1,0 mm
gerade
straight
droite
rectas

Castroviejo
10,0 cm/4"



1 x 2

Nahtpinzetten
Suture Forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

35.7086
0,5 mm
35.7087
1,0 mm
gebogen
curved
courbe
curvas

Castroviejo
10,0 cm/4"



1 x 2

Nahtpinzetten
Suture Forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

35.7088-05
0,5 mm
35.7088-09
0,9 mm
35.7088-15
1,5 mm
gerade
straight
droite
rectas

Castroviejo
10,0 cm/4"

1 x 2



Nahtpinzetten
Suture Forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

St. Martin

35 35.7089
7,0 cm/2¾"



gerieft
serrated
striée
estriadas

Strabismuspinzette
Strabismus Forceps
Pincès à strabisme
Pinzas para estrabismo

35.7090
11,0 cm/4½"



1 x 2

gerieft
serrated
striée
estriadas

Strabismuspinzette
Strabismus Forceps
Pincès à strabisme
Pinzas para estrabismo

35.7091
11,0 cm/4½"

Strabismus pinzetten
Strabismus forceps
Pincès à strabisme
Pinzas de estrabismo

Naht pinzetten
Suture forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

Chalazionspinzetten, Chalazion Forceps, Pincès à chalazion, Pinzas para chalación



Desmarres
9,0 cm/3½"




Fig. 1
35.7100
20 mm

Fig. 2
35.7101
25 mm

Fig. 3
35.7102
30 mm



Ayer
35.7103
9,0 cm/3½"

mit Schraube
with screw
avec vis
con tornillo



Prince
35.7110
9,0 cm/3½"

Trachmpinzette
Trachoma Forceps
Pince pour le trachome
Pinzas para tracoma



10,0 cm/4"

Strabismuspinzette
Strabismus Forceps
Pincès à strabisme
Pinzas para estrabismo



	Zähne Teeth Griffes Dientes
35.7112	1 x 2
35.7113	2 x 3
35.7114	3 x 4



Castroviejo
1 x 1
9,0 cm/3½"


Nahtpinzette
Suture Forceps
Pincès à sutures
Pinzas para sutura

35.7115
mit Schloß
with catch
avec arrêt
con cierre

35.7116
ohne Schloß
without catch
sans arrêt
sin cierre

Entropium pinzetten
Entropium forceps
Pincas à entropion
Pinzas de entropión

Cilien pinzetten
Cilia forceps
Pincas à épiler les cils
Pinzas para depilación




Entropiumpinzetten
Entropium Forceps
Pincas à entropion
Pinzas para entropión

35.7120
rechts
right
à droite
a la derecha

35.7121
links
left
à gauche
a la izquierda

Snellen
10,0 cm/4"



Cilienpinzetten, Cilia Forceps
Pincas à épiler les cils, Pinzas para depilación

Barraquer

35.7130
10,5 cm/4¼"



Bennett

35.7131
7,0 cm/2¾"



Beer


35.7133 8,0 cm/3¼"
35.7134 9,0 cm/3½"

Cilienpinzetten, Cilia Forceps
Pincas à épiler les cils, Pinzas depilatorias



Gradle

35.7135
9,5 cm/3¾"



Beaupré

35.7136
12,0 cm/4¾"



35.7140
9,5 cm/3¾"

1 x 2


0,2 mm

Knüpfpinzette
Suture Tying Forceps
Pincas à poser des ligatures
Pinzas para poner ligaduras

Entropium pinzetten
Entropium forceps
Pinces à entropion
Pinzas de entropión

Cilien pinzetten
Cilia forceps
Pinces à épiler les cils
Pinzas para depilación




Bowman

zylindrisch
cylindrical
cylindrique
cilindrico


Fig.	Ø mm	Neusilber German Silver Mallechort Plata nueva	Silber Silver Argent Plata
000/00	0,8 / 0,7	35.7149	35.7159
00/0	0,9 / 0,8	35.7150	35.7160
0/1	1,0 / 0,9	35.7151	35.7161
1/2	1,1 / 1,0	35.7152	35.7162
2/3	1,2 / 1,1	35.7153	35.7163
3/4	1,3 / 1,2	35.7154	35.7164
4/5	1,4 / 1,3	35.7155	35.7165
5/6	1,5 / 1,4	35.7156	35.7166
6/7	1,6 / 1,5	35.7157	35.7167
7/8	1,7 / 1,6	35.7158	35.7168

Augen messer
 Eye knives
 Bistouris pour les yenx
 Bisturías para los ojos

gebalt
 curved blade
 lame courbe
 hoja curva




spitz
 pointed blade
 lame pointue
 hoja aguda







Verschiedene Augen messer
Various Eye knives
Couteaux divers pour les yeux
Cuchillos diversos para los ojos







Starmesser, Cataract Knives, Couteaux à cataracte, Cuchillos para catarata



Starmesser, Cataract Knives, Couteaux à cataracte, Cuchillos para catarata




Verschiedene Augen messer
 Various Eye knives
 Couteaux divers pour les yeux
 Cuchillos diversos para los ojos




Fremdkör per instrumente
Foreign body instruments
Instruments à corps étrangers
Instrumentos para cuerpos extraños

Starnadel
Cataract Needle
Aiguille à cataracte
Aguja para catarata



35.7254 12,0 cm/4¼" gerade straight droite recta	35.7255 12,0 cm/4¼" gebogen curved courbe curva
---	--

Fremdkörpernadel
Foreign Body Needle
Aiguille à corps étrangers
Aguja para cuerpos extraños



35.7256 12,0 cm/4¼" gerade straight droite recta	35.7257 12,0 cm/4¼" gebogen curved courbe curva
---	--

Fremdkörper-Hohlmeißel
Gouge for foreign bodies
Gouge pour corps étrangers
Gubia para cuerpos extraños



Meyer
H7261
12,0 cm/4¼"



Fremdkörperschlinge und Magnet
Foreign Body Remover and Magnetic Eye Probe
Anse et aimant pour corps étrangers
Asa e imán para cuerpos extraños

35.7258

Nadel und Flachmeißel
Needle and Chisel
Aiguille et burin
Aguja y cincel



flacher Griff
flat handle
manche plat
mango llano

Dix

35.7266

Nadel und Hohlmeißel
Needle and Gouge
Aiguille et gouge
Aguja y gubia



flacher Griff
flat handle
manche plat
mango llano

Dix

35.7267

Nadel und Flachmeißel
Needle and Chisel
Aiguille et burin
Aguja y cincel



runder Griff
round handle
manche ronde
mango redondo

Dix

35.7268

Nadel und Hohlmeißel
Needle and Gouge
Aiguille et gouge
Aguja y gubia



runder Griff
round handle
manche ronde
mango redondo

Dix

35.7269

Fremdkör per instrumente
Foreign body instruments
Instruments à corps étrangers
Instrumentos para cuerpos extraños

Augen häkchen
Eye hooks
Crochets pour les yeux
Ganchos para los ojos



Starmesser und Flachmeißel
Cataract Knife and Chisel
Couteaux à cataracte et burin
Cuchillo para catarata y cincel

Graefe

35.7270



Nadel und Flachmeißel
Needle and Chisel
Aiguille et burin
Aguja y cincel

Graefe

35.7271



Nadel und Hohlmeißel
Needle and Gouge
Aiguille et gouge
Aguja y gubia

Graefe

35.7272

Augenhäkchen, Eye Hooks, Crochets pour les yeux, Ganchos para los ojos



scharf
sharp
pointu
agudo

Guthrie

12,0 cm/4 3/4"
Fig. 1
35.7273



scharf
sharp
pointu
agudo

Guthrie

13,0 cm/5 1/4"
Fig. 2
35.7274



scharf
sharp
pointu
agudo

Graefe

12,0 cm/4 3/4"
Fig. 1
35.7275



stumpf
blunt
mousse
rom o

Graefe

12,0 cm/4 3/4"
Fig. 2
35.7276



scharf
sharp
pointu
agudo

Wiener

Fig. 1
35.7277



stumpf
blunt
mousse
rom o

Wiener

12,5 cm/5"

Fig. 2
35.7278



scharf
sharp
pointu
agudo

Jaeger

Fig. 1
35.7280



scharf
sharp
pointu
agudo


Jaeger

13,0 cm/5 1/4"


Fig. 2
35.7281

Schiel haken Tränenkanal-dilatatoren
 Strabismus hooks Lachrymal dilators
 Crochets à strabisme Dilatateurs pour le canal lacrymal
 Ganchos para estrabismo Dilatadores para canal lacrimal

Schielhaken, Strabismus Hooks, Crochets à strabisme, Ganchos para estrabismo




Tränenkanal-Dilatatoren, Lachrymal Dilators, Dilatateurs pour le canal lacrymal, Dilatadores para canal lacrimal




Chalazions löffel	Exenterations löffel
Chalazion curettes	Exenteration scoops
Curettes à chalazion	Curettes pour exténtération
Cucharillas para chalazi3n	Cucharillas para exenteraci3n

Chalazionsl3ffel, Chalazion Curettes, Curettes à chalazion, Cucharillas para chalazi3n




Meyhoefer
13,0 cm/5¼"

Exenterationsl3ffel, Exenteration Scoops, Curettes pour exenténtération, Cucharillas para exenteraci3n




Sperrelevatoren
Eye specula
Blépharostats
Blefarostatos




Mellinger-Beard

35.7330 5,0 cm/2"
für Kinder
for children
pour enfants
para niños




Mellinger

35.7332 5,0 cm/2"
für Kinder
for children
pour enfants
para niños



Mellinger-Axenfeld

35.7334 7,0 cm/2¾"
rechts
to the right
à droite
a la derecha




Mellinger-Axenfeld

35.7335 7,0 cm/2¾"
links
to the left
à gauche
a la izquierda




Murdock

35.7336
5,0 cm/2"



Mueller

35.7337
7,0 cm/2¾"



Goldstein

35.7338
3,0 cm/1¼"




Park-Guyton

35.7339
8,0 cm/3¼"



Knapp-Clark

35.7340
8,0 cm/3¼"



Williams

35.7341 7,0 cm/2¾"
für Kinder
for children
pour enfants
para niños

35.7342 8,0 cm/3¼"
für Erwachsene
for adults
pour adultes
para adultos

Sperrelevatoren
 Eye specula
 Blépharostats
 Biefarostatos



Lister-Burch

35.7343
 8,0 cm/3¼"



Alm

35.7344	7,0 cm/2¾"	35.7345
35.7346	10,0 cm/4"	35.7347
scharf		stumpf
sharp		blunt
pointu		mousse
agudo		romo



Stevenson

35.7348
 7,0 cm/2¾"




Castroviejo

35.7349
 8,0 cm/3¼"



Lancaster

35.7350
 7,0 cm/2¾"




Bowman


35.7351
 7,0 cm/2¾"

Lidhalter	Markierungszirkel
Lid retractors	Marker graduated
Ecarteurs à paupières	Marqueur gradué
Separadores de párpados	Marcador graduado

Lidhalter, Lid Retractor, Ecarteurs à paupières, Separadores de párpados




Markierungszirkel, Marker graduated, Marqueur gradué, Marcador graduado




Mikro-scheren Nachstar scheren
 Micro scissors Secondary cataract scissors
 Micro-ciseaux Ciseaux pour la cataracte secondaire
 Micro tijeras Tijeras para catarata secundaria

Nachstarscheren, Secondary Cataract Scissors
 Ciseaux pour la cataracte secondaire, Tijeras para catarata secundaria

Mikro-Scheren
 Micro Scissors
 Micro-Ciseaux
 Micro Tijeras



Mikro-Hornhautscheren, Micro Corneal Scissors, Micro-Ciseaux pour la corneé, Micro Tijeras para córnea



35 5.7385
0,0 cm/4"

Hornhaut scheren
Corneal scissors
Ciseaux pour la cornée
Tijeras para córnea

Iridektomie scheren
Iridectomy scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia

Hornhautscheren, Corneal Scissors, Ciseaux pour la cornée, Tijeras para córnea



links
to the left
à gauche
a la izquierda

Katzin

35.7389
10,0 cm/4"



rechts
to the right
à droite
a la derecha

Katzin

35.7390
10,0 cm/4"



links
to the left
à gauche
a la izquierda

Katzin

35.7391
10,0 cm/4"

mit Sperre
with ratchet
avec arrêt
con cierre



rechts
to the right
à droite
a la derecha

Katzin

35.7392
10,0 cm/4"

Hornhautscheren
Corneal Scissors
Ciseaux pour la cornée
Tijeras para córnea



Mc Guire

35.7393
10,0 cm/4"

Iridektomieschere
Iridectomy Scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia



Noyes

35.7394
12,0 cm/4 1/4"

Hornhautscheren
Corneal Scissors
Ciseaux pour la cornée
Tijeras para córnea



Castroviejo

35.7395
9,0 cm/3 1/2"

seitwärts abgewinkelt
angular on side
coudé à la côté
acodada lateral

Sehnenschere
Tenotomy Scissors
Ciseaux à ténatomie
Tijeras para tenotomía



spitz
pointed
pointus
agudos

Westcott

35.7396
11,0 cm/4 1/2"

stumpf
blunt
mousses
romos

Westcott

35.7397
11,0 cm/4 1/2"

Iridektomie scheren
Iridectomy scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia

Rundgriff scheren
Micro scissors
Ciseaux avec manche ronde
Tijeras con mango redondo

Iridektomiescheren, Iridectomy Scissors, Ciseaux à iridectomie, Tijeras para iridectomia



kniegebogen
angular on side
coudé à la côté
acodada lateral

35.7398
11,0 cm/4½"



gebogen
curved
courbes
curvas

35.7399
11,0 cm/4½"

gerade
straight
droits
rectas



35.7400
9,0 cm/3½"



35.7401
9,0 cm/3½"
gebogen
curved
courbes
curvas



35.7402
9,0 cm/3½"
kniegebogen
angular on side
coudé à la côté
acodada lateral



Iridektomieschere
Iridectomy Scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia

geknöpft
probe pointed
boutonnés
abotonadas

35.7403
9,0 cm/3½"



Iridektomiescheren
Iridectomy Scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia



35.7404
gerade
straight
droits
rectas



35.7405
gebogen
curved
courbes
curvas



35.7406
gerade
straight
droits
rectas



35.7407
gebogen
curved
courbes
curvas

Rundgriffschere, langes Modell
Micro Scissors with round handle, extra long
Ciseaux avec manche ronde, modèle long
Tijeras con mango redondo, modelo largo

Iridektomiescheren
Iridectomy Scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia



Fig. 1
35.7408



Fig. 2
35.7409




Fig. 3
35.7410

Noyes
12,0 cm/4 3/4"

Iridektomie scheren
Iridectomy scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia

Hornhautscheren
Corneal Scissors
Ciseaux pour la corneé
Tijeras para córnea



links
to the left
à gauche
a la izquierda

Castroviejo
35.7411
11,0 cm/4 1/2"



rechts
to the right
à droite
a la derecha

Castroviejo
35.7412
11,0 cm/4 1/2"

Hornhautscheren, Corneal Scissors, Ciseaux pour la corneé, Tijeras para córnea



gebogen
curved
courbes
curvas

Castroviejo
35.7413
9,0 cm/3 1/2"



links
to the left
à gauche
a la izquierda

Castroviejo
35.7414
11,0 cm/4 1/2"
feines Modell
delicate pattern
modèle fin
modelo fino




rechts
to the right
à droite
a la derecha

Castroviejo
35.7415
11,0 cm/4 1/2"

Iridektomie scheren
Iridectomy scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia

Hornhaut scheren
Corneal scissors
Ciseaux pour la corneé
Tijeras para córnea

Iridektomiescheren, Iridectomy Scissors, Ciseaux à iridectomie, Tijeras para iridectomia



Noyes

35.7416
15,0 cm/6"



Wecker

11,0 cm/4½"



Fig. 1
35.7417



Fig. 2
35.7418



Fig. 3
35.7419



Fig. 4
35.7420



Fig. 5
35.7421



Fig. 6
35.7422

fein
delicate
fins
finos

Hornhautscheren
Corneal Scissors
Ciseaux pour la corneé
Tijeras para córnea



spitz
pointed
pointus
agudos

Castroviejo

35

35.7423
10,0 cm/4"



stumpf
blunt
mousses
romos

Castroviejo

35.7424
10,0 cm/4"

Iridektomiescheren
Iridectomy Scissors
Ciseaux à iridectomie
Tijeras para iridectomia



Barraquer
5,5 cm/2¼"



Fig. 1
35.7425



Fig. 4
35.7428



Fig. 2
35.7426



Fig. 5
35.7429



Fig. 3
35.7427




Fig. 6
35.7430

fein
delicate
fins
finos

Mikro-scheren
Micro scissors
Micro-ciseaux
Micro tijeras



Reill



35.7432-01
14,0 cm/5½"
gerade
straight
droits
rectas



35.7432-02
15,5 cm/6¼"
gebogen
curved
courbes
curvas



35.7432-03
15,5 cm/6¼"
gebogen
curved
courbes
curvas

1 Schneide gezahnt
1 blade saw edge
1 lame dentelée
1 hoja dentada



Vannas
16,0 cm/6¼"



35.7433-01
gerade
straight
droits
rectas



35.7433-02
gebogen
curved
courbes
curvas



10,0 cm/4"

spitz / spitz
sharp / sharp
pointus / pointus
agudas / agudas



35.7434-01
gerade
straight
droits
rectas




35.7434-02
gebogen
curved
courbes
curvas

sehr fein
very delicate
très fins
muy finos

Iris scheren
Iris scissors
Ciseaux pour l'iris
Tijeras para iris




kantige Ausführung
square shanks
modèle anguleux
modelo anguloso



	gerade straight droits rectas	gebogen curved courbes curvas	seitwärts gebogen curved sideways courbe à la côté curva lateral	seitwärts abgewinkelt angular on side coudé à la côté acodada lateral
9,0 cm/3½"	35.7450	35.7451	35.7452	35.7453
10,5 cm/4¼"	35.7454	35.7455	35.7456	35.7457
11,5 cm/4¾"	35.7458	35.7459	35.7460	35.7461



runde Ausführung
round shanks
modèle rond
modelo redondo



	gerade straight droits rectas	gebogen curved courbes curvas	seitwärts gebogen curved sideways courbe à la côté curva lateral	seitwärts abgewinkelt angular on side coudé à la côté acodada lateral
9,0 cm/3½"	35.7470	35.7471	35.7472	35.7473
10,5 cm/4¼"	35.7474	35.7475	35.7476	35.7477
11,5 cm/4¾"	35.7478	35.7479	35.7470	35.7481

Iris scheren
Iris scissors
Ciseaux pour l'iris
Tijeras para iris

Augen scheren
Eye scissors
Ciseaux oculaires
Tijeras oculares



Irisschere
Iris Scissors
Ciseaux pour l'iris
Tijeras para iris

Graefe

35.7483
10,5 cm/4¼"



Augenschere
Eye Scissors
Ciseaux oculaires
Tijeras oculares

Le Grange

35.7485
10,5 cm/4¼"

Sehnenscheren, Tenotomy Scissors, Ciseaux à ténatomie, Tijeras para tenotomía



Stevens
spitz
pointed
pointus
agudas



35.7490 10,0 cm/4"
35.7492 11,0 cm/4½"
gerade
straight
droits
rectas



35.7491
35.7493
gebogen
curved
courbes
curvas



Stevens
stumpf
blunt
mousses
romas



35.7494 10,0 cm/4"
35.7496 11,0 cm/4½"
gerade
straight
droits
rectas



35.7495
35.7497
gebogen
curved
courbes
curvas